

SOLUTION DÉCAPANTE POUR SOUDURES

DECAPINOXL

Prêt à l'emploi



MEDICLEANLAB
PRODUITS POUR LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DESCRIPTION

DECAPINOX L est une solution décapante qui redonne les caractéristiques d'origine de l'inox qui a été endommagé par les opérations telles que le soudage, le coupage, le pliage, le meulage ou traitement thermique.

Il participe à l'élimination des oxydes de chauffe dues au soudage, de la couche de carbures de chrome appauvrie et à l'élimination des micro-particules ferreuses et autres contaminants pouvant occasionner une corrosion locale.

COMPOSITION

Produit à base de mélange d'acides nitrique et fluorhydrique.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer **DECAPINOX L** en pulvérisation ou par trempage.
- Laisser agir de 30 min à 4 heures en fonction de l'état de la pièce et de la nuance de l'acier.
- Rincer au jet d'eau haute pression.

SECURITE



- Le port de vêtement anti acide, gants et lunettes est obligatoire.
- Bien fermer le bouchon après l'utilisation.
- Corrosif et toxique.
- Sensible à la chaleur, il nécessite un stockage et un décapage dans une plage de température comprise entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENT

Cart: 4 X 5 Litres

Couleur

Incolore

pH
à 20°C
<1

Densité
à 20°C
1.2±0.02

Aspect

Liquide



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.