

INHIBITEUR DE CORROSION POUR EAU DE CHAUDIERE A VAPEUR

REDOXY H.H

Concentré



MEDICLEANLAB

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DESCRIPTION

REDOXY H.H est un réducteur d'oxygène à caractère organique . Il présente l'avantage de ne pas provoquer l'augmentation sensible de la salinité contrairement aux réducteurs minéraux comme le sulfite .

REDOXY H.H a une influence favorable sur la fonction et l'entretien de la couche protectrice de magnétite $Fe_3 O_4$.

UTILISATION

REDOXY H.H est adapté pour les chaudières à basse et moyenne pression avec ou sans dégazage thermique qui sont alimentées par des eaux naturellement douces ou adoucies et les eaux adoucies décarbonatées ou déminéralisées .

SECURITE



- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.
- Nocif .

CONDITIONNEMENT

Fûts : 20 Litres

Couleur

Incolore

**pH
à 20°C
9.5±0.2**

**Densité
à 20°C
0.9±0.02**

Aspect

Liquide



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.