

BIOCIDE POUR CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

SILI 020

Concentré



MEDICLEANLAB

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DÉSCRIPTION

SILI 020 est un mélange de produits organiques antifouling et de composés hétérocycliques soufrés .

Ce bactéricide contient des agents dispersants qui assurent une bonne distribution dans tout le système et une diffusion efficace des matières actives au sein des masses microbiologiques .

AVANTAGE

SILI 020 est un biocide efficace pour circuit de refroidissement et assure un excellent contrôle des micro-organismes comme les algues, les champignons et les bactéries aérobies et anaérobies.

Les températures d'eau élevées et les fortes alcalinités n'ont aucune influence sur l'efficacité de **SILI 020** .

MODE D'EMPLOI

SILI 020 s'utilise surtout en dosage choc à raison de 150 à 300 g/m³.

- L'injection du produit se fait le plus souvent dans la bête du réfrigérant.
- La fréquence des injections dépend de l'état du circuit et des conditions climatiques.
- Elle peut varier entre une fois par jour et une fois par semaine.

SECURITE



- Le port de gants et lunettes de protection est recommandée.
- En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin.
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

Bidons: 20 Litres

Couleur

Incolore

pH

à 20°C
2.2±0.5

Densité

à 20°C
1.02±0.02

Aspect

Liquide



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.